

2.75 in  
6.96 cm

4.5 in  
11.43 cm



MOBILITY  
MOBILITÉ  
MOVILIDAD

# QUAD CANE CANNE QUADRIPOE

BASTÓN DE  
CUATRO APOYOS

**THIS PRODUCT CONTAINS  
DRY NATURAL RUBBER.  
CE PRODUIT CONTIENT DU  
CAOUTCHOUC NATUREL SEC.**

ESTE PRODUCTO CONTIENE  
HULE NATURAL SECO.

**CONTAINS: 1 CANE  
CONTENU : 1 CANNE  
CONTIENE: 1 BASTÓN**

**Designed for  
Weight-bearing  
& Added Stability  
Conçue pour  
soutenir le poids  
et offrir une  
stabilité  
additionnelle**

Diseñado para  
sostener el peso  
y aumentar la  
estabilidad

**Height Adjustable  
with Locking  
Collar for Safety  
Hauteur réglable  
avec bague de  
verrouillage de  
sécurité**

Altura ajustable y  
collar de bloqueo  
de seguridad

**Comfortable  
Foam Hand Grip  
Poignée en  
mousse  
confortable**

Cómodo agarre  
para la mano de  
espuma

**Supports Up to  
300 LBS (136 KG)  
Charge maximale  
de 136 KG (300 LB)**

Soporta hasta  
300 LBS (136 KG)

## Instructions for Adjustable Aluminum Quad Cans

This small base quad cane is designed for maximum comfort and support.

### To Adjust Height:

1. Loosen locking ring by rotating counter clockwise.
2. Depress the push button and slide the leg to the desired height, up or down, confirm the push button is fully engaged in the desired hole.
3. Tighten the locking ring by rotating clockwise until completely secure.

### To Adjust for Right or Left Hand Use:

1. Loosen locking ring by rotating counter clockwise.
2. Depress the push button and rotate handle 180 degrees, confirm push button locks into desired height hole on other side of cane.
3. Tighten the locking ring by rotating clockwise until completely secure.
4. Re-adjust height as needed.

### Consult a physician or healthcare provider prior to using the cane.

**WARNING:** Severe personal injury can occur if you fail to follow these warnings.

**WARNING:** Inspect the rubber tips on regular basis for wear. Replace when worn.

## Instructions pour canne quadripode réglable en aluminium

Cette canne quadripode à petite base est conçue pour offrir un maximum de confort et de soutien.

### Réglage de la hauteur :

1. Desserrer la bague de verrouillage en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Appuyer sur le bouton-poussoir et glisser le corps de la canne, vers le haut ou le bas, à la hauteur désirée. S'assurer que le bouton-poussoir est bien enclenché dans le trou choisi.
3. Serrer la bague de verrouillage en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'elle tienne fermement.

### Réglage pour une utilisation avec la main droite ou gauche :

1. Desserrer la bague de verrouillage en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Appuyer sur le bouton-poussoir et tourner la poignée de 180 degrés. S'assurer que le bouton-poussoir est bien enclenché dans le trou choisi de l'autre côté de la canne.
3. Serrer la bague de verrouillage en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'elle tienne fermement.
4. Réajuster la hauteur au besoin.

### Consulter un médecin ou un fournisseur de soins de santé avant d'utiliser la canne.

**MISE EN GARDE:** Le non-respect de ces mises en garde peut entraîner une blessure personnelle grave. **MISE EN GARDE:** Inspecter l'embout en caoutchouc de façon régulière pour toute usure.

Le remplacer lorsqu'il est usé.

### Instrucciones para los bastones ajustables de aluminio de cuatro apoyos

Este bastón de cuatro apoyos de base pequeña está diseñado para proporcionar la máxima comodidad y apoyo.

### Para regular la altura:

1. Afloje el anillo de seguridad girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Oprima el botón de ajuste y deslice la varilla hasta la altura deseada, hacia arriba o hacia abajo, y confirme que el botón de ajuste esté completamente inserto en el orificio deseado.
3. Ajuste el anillo de seguridad girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta asegurarlo completamente.

### Para ajustar para uso con la mano derecha o izquierda:

1. Afloje el anillo de seguridad girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Oprima el botón de ajuste y gire el mango 180 grados, confirme que el botón se trabaje en el orificio de la altura deseada al otro lado del bastón.
3. Ajuste el anillo de seguridad girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta asegurarlo completamente.
4. Reajuste la altura según sea necesario.

### Consulte a un médico o proveedor de atención médica antes de usar el bastón.

**ADVERTENCIA:** Pueden ocurrir lesiones personales graves si no sigue estas advertencias. **ADVERTENCIA:** Inspeccione la punta de hule periódicamente para ver si está desgastada. Reemplácela en caso de desgaste.

**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm — [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**MISE EN GARDE :** Cancer et reprotoxicité — [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**ADVERTENCIA:** Cáncer y daño para la función reproductora — [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

[www.medline.com](http://www.medline.com) © 2020 Medline Industries, Inc. Manufactured in China for/

Fabrique en Chine pour/Fabricado en China para: Medline Industries, Inc.,

Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA. 1-800-MEDLINE RD20RMM



FILE NAME: PKG\_MDS86222W\_ECH\_RMM.ai  
DESIGNER: Yoga  
DATE STARTED: 04/09/20  
DATE COMPLETE:

PMS COLORS

287C 279C

CMYK

287C	279C				