

2.75 in
6.96 cm



MOBILITY
MOBILITÉ
MOVILIDAD

OFFSET CANE CANNE À POIGNÉE DÉSAXÉE

BASTÓN DE TIPO
"CUELLO DE CISNE"

THIS PRODUCT CONTAINS
DRY NATURAL RUBBER.
CE PRODUIT CONTIENT DU
CAOUTCHOUC NATUREL SEC.
ESTE PRODUCTO CONTIENE
HULE NATURAL SECO.

CONTAINS: 1 CANE
CONTENU : 1 CANNE
CONTIENE: 1 BASTÓN

Height Adjustable
with Locking
Collar for Safety
Hauteur réglable
avec bague de
verrouillage de
sécurité

Altura ajustable y
collar de bloqueo
de seguridad

Comfortable
Foam Hand Grip
Poignée en
mousse
confortable

Cómodo agarre
para la mano de
espuma

Includes Wrist
Strap

Comprend une
sangle de poignet

Incluye correa para
la muñeca

Supports Up to
300 LBS (136 KG)
Charge maximale
de 136 KG (300 LB)

Soporta hasta
300 LBS (136 KG)

Instructions for Adjustable Aluminum Offset Canes

This offset handle cane with foam grip is designed for maximum comfort and support.

To Adjust Height:

1. Loosen locking ring by rotating counter clockwise.
2. Depress the push button and slide the leg to the desired height, up or down, confirm the push button is fully engaged in the desired hole.
3. Tighten the locking ring by rotating clockwise until completely secure.

Two year limited lifetime warranty from date of purchase.

Consult a physician or healthcare provider prior to using the cane.

WARNING: Severe personal injury can occur if you fail to follow these warnings.

WARNING: Inspect the rubber tip on a regular basis for wear. Replace when worn.

Instructions pour canne réglable en aluminium à poignée désaxée

Cette canne en mousse à poignée désaxée est conçue pour offrir un maximum de confort et de soutien.

Réglage de la hauteur :

1. Desserrer la bague de verrouillage en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Appuyer sur le bouton-poussoir et glisser le corps de la canne, vers le haut ou vers le bas, à la hauteur désirée. S'assurer que le bouton-poussoir est bien enclenché dans le trou choisi.
3. Serrer la bague de verrouillage en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'elle tienne fermement.

Garantie limitée de deux ans à partir de la date d'achat.

Consulter un médecin ou un fournisseur de soins de santé avant d'utiliser la canne.

MISE EN GARDE : Le non-respect de ces mises en garde peut entraîner une blessure personnelle grave. **MISE EN GARDE :** Inspecter l'embout en caoutchouc de façon régulière pour toute usure. Le remplacer lorsqu'il est usé.

Instrucciones para los bastones ajustables de aluminio de tipo "cuello de cisne"

Este bastón con mango inclinado y empuñadura de gomaespuma se diseñó para ofrecer la máxima comodidad y apoyo.

Para regular la altura:

1. Afloje el anillo de seguridad girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Oprima el botón de ajuste y deslice la varilla hasta la altura deseada, hacia arriba o hacia abajo, y confirme que el botón de ajuste esté completamente inserto en el orificio deseado.
3. Ajuste el anillo de seguridad girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta asegurarlo completamente.

Dos años de garantía limitada a partir de la fecha de compra.

Consulte a un médico o proveedor de atención médica antes de usar el bastón.

ADVERTENCIA: Pueden ocurrir lesiones personales graves si no sigue estas advertencias. **ADVERTENCIA:** Controle la punta de caucho periódicamente para verificar que no haya desgaste. Reemplace si se ha desgastado.

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm — www.P65Warnings.ca.gov

⚠ **MISE EN GARDE :** Cancer et reprotoxicité — www.P65Warnings.ca.gov

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daño para la función reproductora—www.P65Warnings.ca.gov

[REF] MDS86420

www.medline.com ©2020 Medline Industries, Inc. Manufactured in China for/
Fabriqué en Chine pour/Fabricado en China para: Medline Industries, Inc.,
Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA, 1-800-MEDLINE RF20LQX



FILE NAME: PKG_MDS86420_ECH_LOX.ai
DESIGNER: Ivy
DATE STARTED:
DATE COMPLETE:

PMS COLORS

287C

279C

CMYK

| | | | |
|------|------|--|--|
| 287C | 279C | | |
| | | | |