

LIMITED WARRANTY

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

GARANTIE LIMITÉE

Votre produit Medline est garanti sans défaut en matériel ou en main d'œuvre pour la durée d'utilisation par l'acheteur original. Cet appareil a été construit selon des normes précises et a été soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée est une expression de notre confiance dans les matériaux et la fabrication de nos produits et assure des années de service pratique et fiable. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous pourrions, à notre choix, réparer ou remplacer l'appareil. Cette garantie ne couvre pas la panne de l'appareil pour cause de mauvais usage ou d'une négligence par le propriétaire, ou une usure normale. La garantie ne s'étend pas aux composants à faible durabilité, tels que des accessoires en caoutchouc, roulettes et poignées, soumis à une usure normale et au remplacement.

GARANTÍA LIMITADA

Su producto Medline está garantizado libre de defectos en materiales y mano de obra durante su tiempo de uso por el comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos, e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y mano de obra de nuestros productos y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos, a nuestra opción, el dispositivo. Esta garantía no cubre fallos del dispositivo debidos a un mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no durables, tales como accesorios de hule, ruedecillas y asas, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

GUARDIAN



Medline Industries, Inc.
Northfield, IL 60093

Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
www.medline.com | info@medline.com

Medline Canada
1-800-396-6996
www.medline.ca | Canada@medline.com

Medline Mexico
01-800-831-0898
www.medlinemexico.com | mexico@medline.com

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2018 Medline Industries, Inc. Guardian and Medline are registered trademarks of Medline Industries, Inc.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles à la vente au Mexique ou au Canada. Veuillez contacter votre représentant commercial pour plus d'informations. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur pouvant se produire dans ce manuel. ©2018 Medline Industries, Inc. Medline et Guardian sont des marques commerciales déposées de Medline Industries, Inc.

Algunos productos pueden no estar disponibles para su venta en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2018 Medline Industries, Inc. Medline y Guardian son marcas comerciales registradas de Medline Industries, Inc.

GUARDIAN

Family-owned. Trusted by
hospitals for over 50 years.



TOILET SAFETY FRAME USER INSTRUCTIONS & WARRANTY

CADRE DE SÉCURITÉ POUR TOILETTES MODE D'EMPLOI ET GARANTIE

ARMAZÓN DE SEGURIDAD PARA INODORO INSTRUCTIVO Y GARANTÍA DEL USUARIO

**LIFETIME
LIMITED
WARRANTY**

**GARANTIE
LIMITÉE À LA
DURÉE À VIE**

**GARANTÍA
LIMITADA
DE POR VIDA**

REF G30300

REF G30300-1

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read all instructions before using.

Important information is highlighted by these terms:

WARNING— Important safety information for hazards that might cause serious injury.

CAUTION— Information for preventing damage to the product.

NOTE— Information to which you should pay special attention.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.



Please read carefully before use. Failure to comply may result in severe injury.



Do not exceed the 300 lb. maximum weight capacity of this safety frame.



Evenly distribute weight between the armrests during use.
Ensure all detent buttons are properly engaged in position prior to use.

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURIES.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Before beginning assembly, identify all parts.

1. Remove existing toilet seat / lid assembly.
2. Place toilet safety frame bracket between toilet fixture and toilet seat / lid assembly with rounded part of bracket facing back of toilet (Figure 1).
3. Replace toilet seat / lid and reinsert mounting bolts through bracket and toilet fixture. Replace and tighten nuts.
4. Insert side frames into bracket. Depress detent button and slide side frame into desired position (Figure 2).
5. Adjust footpieces to desired height. Make sure both footpieces are fully engaged and adjusted at equal heights.
6. Make sure mounting hardware is tightened and all detent buttons are fully engaged before use.




Figure 1




Figure 2

CLEANING

Your safety frame can be easily cleaned with regular household cleaning products. DO NOT use abrasive powders or scouring pads.

Grip Cleaning Instructions

Clean the grips with a mild soap, detergent or household cleaner. Do not use an organic solvent (such as acetone, MEK, lacquer thinner, lighter fluid, dry cleaning fluid, gasoline or turpentine) that may dissolve the plastic and cause the grip to loosen.

***Tips on This Product Contain
Dry Natural Rubber.**

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Les informations importantes sont mises en évidence par les termes suivants:

AVERTISSEMENT– Informations importantes sur la sécurité relatives à des dangers pouvant entraîner des blessures graves.

ATTENTION– Informations destinées à empêcher d'endommager le produit.

REMARQUE– Informations auxquelles il convient de prêter une attention particulière.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

AVERTISSEMENT

Prière de lire attentivement avant l'utilisation. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

AVERTISSEMENT

Ne dépassez pas la limite de poids de 136 kg (300 lb) pour ce cadre de sécurité.

AVERTISSEMENT

Répartir uniformément le poids entre les accoudoirs au cours de l'utilisation. Assurez-vous que tous les boutons de cran sont correctement engagés avant d'utiliser le dispositif.

TOUT MANQUEMENT À L'OBSERVATION DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Avant de commencer l'assemblage, vérifiez toutes les pièces.

1. Enlevez le siège de toilettes actuel avec son couvercle.
2. Placez le support du cadre de sécurité entre les toilettes et le siège-couvercle, la partie ronde du support face à la partie arrière des toilettes (figure 1).
3. Réinstallez le siège et le couvercle des toilettes, puis introduisez les boulons de fixation à travers le support et les toilettes. Réinstallez les écrous et serrez-les.
4. Insérez les éléments latéraux dans le support. Appuyez sur le bouton de cran puis glissez les éléments dans la position désirée (figure 2).
5. Réglez les pièces pour les pieds à la hauteur désirée. Assurez-vous que les deux pièces sont complètement engagées et réglées à hauteur égale.
6. Assurez-vous que la quincaillerie d'assemblage est serrée et que tous les boutons de cran sont complètement engagés avant de vous servir du dispositif.



Figure 1




Figure 2

NETTOYAGE

Vous pouvez facilement nettoyer votre cadre de sécurité avec des produits d'entretien ménager ordinaires. N'utilisez pas de poudres abrasives ou de tampons à récurer.

Pour nettoyer le revêtement des poignées :

Nettoyez le revêtement des poignées avec un savon doux, un détergent ou un nettoyant ménager. N'utilisez pas un solvant organique (acétone, méthyléthylcétone, diluant à peinture-laque, essence pour briquets, solvant de nettoyage à sec, essence ou térébenthine) qui pourrait dissoudre le plastique et détacher le revêtement des poignées.

***Les Embouts Pour Ce Produit Contiennent Du Caoutchouc Naturel Sec.**

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

La información importante se hace notar con estos términos:

ADVERTENCIA— Información importante de seguridad de aquellos peligros que pudieran causarle lesiones graves.

PRECAUCION— Información preventiva para evitar dañar el producto.

NOTA— Información a la cual deberá prestarle especial atención.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

AVERTENCIA

Por favor, lea cuidadosamente antes de usar. El no seguir las instrucciones puede provocar lesiones severas.

AVERTENCIA

No exceda la capacidad máxima de peso de 300 lb. (136 kg.) de esta armazón de seguridad.

AVERTENCIA

Distribuya el peso en forma pareja entre los apoyabrazos durante su uso. Asegúrese que todos los botones de retención estén asegurados apropiadamente en su posición antes de usar.

EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ANTES MENCIONADAS PUDIERA RESULTAR EN LESIONES GRAVES.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

Antes de comenzar a ensamblar, identifique todas las partes.

1. Quite el juego existente de asiento / tapa del inodoro.
2. Coloque el soporte del armazón de seguridad para inodoro entre la pieza fija del inodoro y el juego de asiento / tapa del inodoro con la parte redondeada del soporte mirando la parte posterior del inodoro (Figura 1).
3. Reemplace el asiento / tapa del inodoro y reinserte los pernos de montaje a través del soporte y la pieza fija del inodoro. Reemplace y apriete las tuercas.
4. Inserte los armazones laterales en el soporte. Oprima el botón de retención y deslice el armazón lateral en la posición deseada (Figura 2).
5. Ajuste las patas a la altura deseada. Asegúrese que ambas patas estén totalmente aseguradas y ajustadas a la misma altura.
6. Asegúrese que los accesorios de montaje están apretados y que todos los botones de retención están totalmente asegurados antes de usar.



Figure 1




Figure 2

LIMPIEZA

Su armazón de seguridad puede limpiarse fácilmente con productos regulares para la limpieza doméstica. NO use polvos abrasivos o fibras para restregar.

Instrucciones de Limpieza de las Empuñaduras

Limpie las empuñaduras con jabón, detergente o limpiador doméstico suaves. No utilice un solvente orgánico (tal como acetona, MEK, adalgaza dor de laca, líquido encendedor, líquido para lavado en seco, gasolina o trementina) que pudiera disolver el plástico y provocar que la empuñadura se afloje.

*** Las Puntas De Este Producto Contienen Caucho Natural Seco.**