



# TRANSFER BENCH

## BANQUITO DE TRANSFERENCIA

USER GUIDE  
GUIDE DE L'UTILISATEUR

This Product Contains Dry Natural Rubber.  
Este Producto Contiene Hule Natural Seco.



PROTECTION THAT LIVES ON  
**MICROBAN**

MICROBAN is a registered trademark of Microban Products Company.  
MICROBAN es una marca comercial registrada de Microban Products Company.

\*These antimicrobial properties are built-in to protect the product. This product does not protect users or others against bacteria, viruses, germs or other disease organisms.








\*Estas propiedades antimicrobianas están integradas para proteger el producto. Este producto no protege a los usuarios ni a otras personas contra bacterias, virus, gérmenes y otros organismos que causan enfermedades.

MDS86960KDMB, MDS86960KDMBG

# General Warnings

To ensure the safe installation, adjustment, and operation of the Transfer Bench, these instructions **MUST** be followed. **FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY TO THE USER AND/OR DAMAGE TO THE PRODUCT.** If you are unable to understand these warnings, cautions, and instructions, contact a healthcare professional or dealer before attempting to use this equipment.

## Warnings:


-  Prior to each use check to assure that all screws, joints and fittings on the transfer bench are tight.
  -  **DO NOT** place the transfer bench on uneven surfaces.
  -  **DO NOT** use if wobbly, unstable or not level.
  -  **DO NOT** exceed user weight capacity of 350 lbs. (158 kg)
  -  **DO NOT** stand on the transfer bench.
  -  **DO NOT** use the transfer bench for anything but its intended purpose.
  -  **DO NOT** use the armrest to fully support body weight when using the unit.
- 
- ✓ Excessive twisting or turning while seated on the transfer bench may cause a loss of balance and damage to the product.
  - ✓ Check rubber tips for rips, cracks or wear. If these conditions exist, **DO NOT use the transfer bench and replace the tips immediately.**
  - ✓ Check the bench for cracks or ruptures in the plastic. If you have concerns, contact the manufacturer at 1-800-MEDLINE.
  - ✓ Check that all push buttons are fully protruded from the mainframe through the leg extensions and are properly engaged.
  - ✓ Ensure all four legs are adjusted evenly and are free of any obstructions prior to use.
  - ✓ To release suction, use the pull tabs on the suction cups. Failure to do so will cause damage to the product.

# Transfer Bench Components

**Note:** Before assembly, ensure that all parts and quantities match the parts list. Inspect all components for shipping damage. If any parts are missing or damaged, contact your dealer/retailer for replacements.

- A. Two Panel Section of Seat
- B. One Panel Section of Seat
- C. Legs with Extension (2)
- D. Suction cup legs with extension (2)
- E. E Clamps (4)
- F. Back Rest
- G. Arm Rest

(Sections A, B and F have a pre-assembled frame.)



A



B




C



D

E



F



G




# Assembly Instructions

Flip the One Panel (B) and the Two Panel (A) Sections of the transfer bench upside down so the aluminum frame is visible.

Insert the One Panel Section into the Two Panel Section (tubular hole). Ensure the push buttons are inserted all the way and are engaged properly. The entire unit will now be referred to as the Three Panel Seat.

Note the four posts at each corner of the Three Panel Seat. Each post features a hole facing outward.




Three Panel Seat




Insert one Leg Extension (C) into the post of the Three Panel Seat. Please ensure the hole in the Leg Extension (C) matches up with the hole in the post of the Three Panel Seat. Repeat for the remaining three posts.

Please note: the Leg Extensions (C) should be on the side of the larger side of the three panel seat. The Suction Cup Leg Extension (D) should be on the side where there is an extra cross bar for the backrest and side arm are attached.

Three Panel Seat




Insert a Clamp (E) into the hole to secure the leg into place. Repeat for the remaining three legs.




With the transfer bench still upside down, insert the Back Rest (F) into the Three Panel Seat. Please ensure the push buttons are securely fastened before proceeding.

**Note:** The back rest can be placed on either side of the of the transfer bench to accommodate the bath tub setup. However, the armrest should always be on the side of the bench that is in the tub.



With the transfer bench still upside down, insert the Arm Rest (G) into the Three Panel Seat. Please ensure the push buttons are securely fastened before proceeding.



## Adjust the height of the transfer bench

To ensure the tub is not damaged when adjusting the height of the transfer bench, check to be sure the bench fits above the sidewall of the tub.

## Care and Maintenance

Do not use an abrasive cleaner. Use a non-abrasive cleaner with warm water. Periodically inspect the transfer bench for damage or loose components.








Microban protection is built into the transfer bench to help prevent stains and odors caused by bacteria, mold and mildew, for the lifetime of the product. Always clean this product thoroughly after each use.

\*These antimicrobial properties are built-in to protect the product. This product does not protect users or others against bacteria, viruses, germs or other disease organisms.

# Advertencias Generales

Para asegurar la instalación, ajuste y operación del Banquito de Transferencia, estas instrucciones **DEBEN** ser seguidas. **EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES AL USUARIO O DAÑOS AL PRODUCTO.** Si no puede entender estas advertencias, precauciones o instrucciones, contacte a un profesional de salud, vendedor, o personal técnico antes de intentar usar este equipo.

## Advertencias:







-  Antes de cada uso verifique para asegurarse de que todos los tornillos, uniones y acoples estén ajustados.
-  **NO** coloque el banquito de transferencia sobre superficies desiguales.
-  **NO** use si está tambaleante, inestable o desnivelado.
-  **NO** exceda la capacidad de peso máximo de 350 lbs. (158 kg.)
-  **NO** se pare sobre el banquito de transferencia.
-  **NO** utilice el banquito de transferencia para algo que no sea su propósito diseñado.
-  **NO** use el reposabrazos para apoyar el peso de todo el cuerpo cuando use la unidad.
- ✓ Giros o dobleces excesivos mientras está sentado en el banquito puede causar una pérdida de equilibrio y dañar el producto.
- ✓ Compruebe las puntas de goma en busca de roturas, grietas o desgaste. Si estas condiciones existen, **NO utilice el banquito de transferencia y reemplace las puntas inmediatamente.**
- ✓ Compruebe el banquito en busca de grietas o rupturas en el plástico. Si tiene preocupaciones, contacte al fabricante al 1-800-MEDLINE.
- ✓ Compruebe que todos los pulsadores estén extendidos totalmente desde el marco a través de las extensiones de pata y estén apropiadamente enganchados.
- ✓ Asegúrese que las cuatro patas estén ajustadas uniformemente y libres de cualquier obstrucción antes de usar.
- ✓ Para liberar la succión, utilice las lengüetas en las ventosas. De no hacerlo, se dañará el producto.

# Componentes del Banquito de Transferencia

**Nota:** Antes de ensamblar, asegúrese de que todas las partes y cantidades coincidan con la lista de partes. Inspeccione todos los componentes en busca de daños de envío. Si alguna parte falta o está dañada, contacte a su vendedor/distribuidor para reemplazos.

- A. Sección de Asiento de Dos Paneles
- B. Sección de Asiento de Un Panel
- C. Patas con Extensión (2)
- D. Patas extensibles con ventosas (2)
- E. Abrazaderas E (4)
- F. Respaldar
- G. Apoyabrazos

(Secciones A, B y E tienen un armazón pre-ensamblado).




# Instrucciones de Ensamblado

Voltee las Secciones de Un Panel (B) y Dos Paneles (A) del banquito de transferencia para que el marco de aluminio sea visible.

Inserte la Sección de Un Panel en la Sección de Dos Paneles (agujero tubular). Asegúrese que los pulsadores estén insertados hasta el fondo y apropiadamente enganchados. Toda la unidad ahora será denominada Asiento de Tres Paneles.

Note los cuatro postes en cada esquina del Asiento de Tres Paneles. Cada poste presenta un agujero mirando hacia afuera.




**Asiento de Tres Paneles**




Inserte una Extensión de Pata (C) en el poste del Asiento de Tres Paneles. Asegúrese de que el agujero en la Extensión de Pata (C) coincide con el agujero en el poste del Asiento de Tres Paneles. Repita para los tres postes restantes.

Tenga en cuenta: Las patas extensibles con puntas (C) deberían colocarse en la sección de dos paneles del asiento (A). Las patas extensibles con ventosas (D) deberían colocarse en el extremo opuesto, donde se inserta el respaldo. Este extremo del banco de traslado queda colocado dentro de la bañera.




Inserte una Abrazadera (E) en el agujero para asegurar la pata en su lugar. Repita para las tres patas restantes.






Con el banquito de transferencia todavía boca abajo, inserte el Respaldo (F) en el Asiento de Tres Paneles. Asegúrese que los pulsadores estén apropiadamente sujetos antes de proceder.

**Nota:** El respaldo puede ser colocado en cualquier lado del banquito de transferencia para acomodarse a la configuración de la bañera. Sin embargo, el apoyabrazos siempre debe estar en el lado de la banca que está en la bañera.



Con el banquito de transferencia todavía boca abajo, inserte el Apoyabrazos (G) en el Asiento de Tres Paneles. Asegúrese que los pulsadores estén apropiadamente sujetos antes de proceder.



## Ajuste la altura del banquito de transferencia

Para asegurarse de que la bañera no se dañe al ajustar la altura del banquito de transferencia, compruebe para asegurarse de que el banquito cabe sobre la pared lateral de la bañera.

## Cuidado y Mantenimiento

No utilice un limpiador abrasivo. Utilice un limpiador no abrasivo con agua tibia. Inspeccione periódicamente el banquito de transferencia en busca de daños o componentes sueltos.

La protección Microban está incorporada en el banco de transferencia para ayudar a proteger al producto de manchas y olores causados por bacterias, moho y hongos, durante la vida útil del producto. Siempre limpie bien este producto después de cada uso.

\*Estas propiedades antimicrobianas están integradas para proteger el producto. Este producto no protege a los usuarios ni a otras personas contra bacterias, virus, gérmenes y otros organismos que causan enfermedades.





# Lifetime Limited Warranty

Your Medline brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories; which are subject to normal wear and replacement. Non-durable components are warranted for 6 months. If you have a question about your Medline product or this warranty, please call us at 1-800-MEDLINE. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

## Garantía Limitada de Por Vida

Su producto de marca Medline está garantizado libre de defectos en materiales y mano de obra durante la duración de su uso por el comprador original. Este dispositivo fue construido con estándares precisos e inspeccionado cuidadosamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y mano de obra de sus productos y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de un defecto cubierto por esta garantía, a nuestra opción repararemos o reemplazaremos el dispositivo.

Esta garantía no cubre el fallo del dispositivo debido a mal uso o negligencia del propietario, o desgaste normal. La garantía no se extiende a productos no durables, tales como accesorios de goma, que están sujetos al desgaste y reemplazo normales. Los componentes no duraderos están garantizados por 6 meses. Si tiene una consulta sobre su producto Medline o esta garantía, llámenos al 1-800-MEDLINE. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y puede tener otros derechos, que varían de estado a estado.



**Medline Industries, Inc.**

Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA.

1-800-MEDLINE (633-5463)

medline.com | info@medline.com

FOLLOW US | SÍGANOS



**Medline United States**

1-800-MEDLINE (633-5463)

www.medline.com | info@medline.com

**Medline Canada**

1-800-396-6996

www.medline.ca | canada@medline.com

**Medline México**

01-800-831-0898

www.medlinemexico.com | mexico@medline.com

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this instruction sheet. /Certains produits peuvent ne pas être en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez contacter votre représentant de compte pour obtenir des renseignements supplémentaires. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui aurait pu se glisser dans ce feuillet d'instructions. /Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. La compañía se reserva el derecho de corregir la información publicada en esta hoja de instrucciones.

©2020 Medline Industries, Inc. All rights reserved. Medline is a trademark of Medline Industries, Inc. MICROBAN is a registered trademark of Microban Product Company Corp. /© Tous droits réservés, Medline Industries, Inc., 2020. Medline est une marque de commerce de Medline Industries Inc. MICROBAN est une marque déposée de Microban Product Company Corp. /©2020 Medline Industries, Inc. Todos los derechos reservados. Medline es una marca comercial de Medline Industries Inc. MICROBAN es una marca comercial registrada de Microban Product Company Corp.

MDS86960KDMB, MDS86960KDMBG (PIC-00303)

Revision: 04/24/20