




# NO-TOUCH FOREHEAD THERMOMETER


## APPEARANCE & KEY FUNCTIONS



## INTRODUCTION


Thank you for choosing the infrared forehead thermometer. This innovative medical device relies on advanced infrared (IR) technology to measure temperature instantly. The thermometer measures the infrared heat generated by the surface of the skin over the vessel and its surrounding tissue. The thermometer then converts it into a temperature value shown on the LCD screen.

## LCD SCREEN




1. Temperature unit
2. Temperature display
3. Temperature scanning in progress
4. Forehead temperature indicator
5. Low battery indicator
6. Object surface temperature indicator
7. Smiling face indicator (Temperature falls within normal range)
8. High temperature indicator


## SELECT TEMPERATURE UNIT (°C or °F)




1. Slide the Mode Switch from 'off' to 'forehead' mode and then immediately press and hold the 'Scan' button.



2. Keep holding down the 'Scan' button for 3-4 seconds until you see the word 'Set' appear on the screen.




3. After the word 'Set' appears, press the 'Scan' button to toggle between C and F temperature units.




4. After you have selected the preferred temperature unit, press and hold 'Scan' for 3-4 seconds until the screen readies for a forehead measurement (you will see the forehead symbol appear). The next measurement will display in the selected unit.

## TIPS FOR PERFORMING A TEMPERATURE MEASUREMENT




1. To take a temperature, the thermometer must be held steady within 1 inch (2-3 cm) from the forehead. Sweat and other obstructions, such as hair, will affect the accuracy of the reading. Please make sure that the forehead is clear and dry before attempting a measurement.




2. When the measurement is complete, use the Mode Switch to turn the thermometer off.

## PERFORM A MEASUREMENT




### SURFACE MODE



**NOTE:** While in surface mode, the measurement will perform continuously if you press and hold the scan button without release.

### FOREHEAD MODE



## RESULT INDICATORS



Temperature falls within measurement range: 93.9°F to 100.2°F (34.4°C to 37.9°C) and the LCD backlight will display "Green".




Temperature falls within measurement range: 100.4°F to 108°F (38.0°C to 42.2°C) and the LCD backlight will display "Red".




Temperature falls outside the displayed range:  
· Hi-temperature  $\geq 108.1^\circ\text{F}$  (42.3°C)  
· Lo-temperature  $\leq 93.7^\circ\text{F}$  (34.3°C) is shown on the display with "Blue" LCD backlight.


## REPLACING THE BATTERY




1. Remove battery cover



2. Remove the old battery with battery hook



3. Insert a new battery



4. Reattach the battery cover

## TROUBLESHOOTING

Message	What it means	What to do
Err1	Environmental temperature is below or above system operation range.	Put the thermometer under operating temperature range, 50°F to 104°F (10°C to 40°C)
Err2		
Err4	Problem with the thermometer.	Review the instructions and re-start the measurement. If the steps do not work, contact Medline customer service.
	Battery is low and 'Lo' appears on LCD.	The meter is functional and the result remains accurate, but it is time to change the battery.
Err5	The battery can't provide enough power for a test. After 3 beeps, the meter will turn off automatically.	Replace the battery immediately.

## DETAILED INFORMATION

Body temperature can vary from one individual/person to the next. It also varies by location on the body and time of day. Below shows the statistical normal ranges from different temperature sites. Please keep in mind that temperatures measured from different sites should not be directly compared, even if they are taken at the same time.

Table \*1 Body Site Normal Temperature Range

Oral	1°F (0.6°C) or more above or below 98.6°F (37°C)
Rectal/Ear	0.5°F to 1°F (0.3°C to 0.6°C) higher than oral temperature
Axillary (armpit)	0.5°F to 1°F (0.3°C to 0.6°C) lower than oral temperature

\*1. Body Temperature at WebMD; website: <http://firstaid.webmd.com/body-temperature> retrieved at 2010 Jan 7.

## WARRANTY

Medline Industries, Inc. warrants this precision digital thermometer against any defects in material and workmanship for a period of one (1) year after the date of purchase. This guarantee excludes cases of freight damage, complete water immersion, tampering, clear abuse, misuse, or accidents. Medline Industries, Inc. will, at its discretion, repair or replace this thermometer during the warranty period without charge. Claims must be filed together with proof of purchase within this warranty period. Battery life and/or function is not included under this warranty. No representative or person is authorized to assume for us any liability in connection with the sale of the products of Medline Industries, Inc. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that may vary from state to state. Prior to shipping any product, please contract either Medline Industries, Inc. at 1-800-MEDLINE or an authorized Medline sales representative with any warranty concerns.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


1. Close supervision is necessary when using this device around children or persons needing special care.
2. Use the thermometer only for the intended use described in this manual.
3. Do not use the thermometer if it is not working properly, or if it is damaged.
4. Do not use accessories that are not supplied or recommended by the manufacturer.
5. Proper maintenance is essential to the longevity of your device. If you are concerned about the accuracy of the device, please contact the manufacturer.

## CAUTIONS & WARNINGS











1. As with any thermometer, proper technique is crucial to getting accurate temperature readings. **Please read these instructions thoroughly and carefully before using the thermometer.**
2. Always operate the thermometer in an environment with a temperature range of 50°F to 104°F (10°C to 40°C), and relative humidity less than 95%.
3. Always store the thermometer in a cool and dry place: temperatures between -4°F to 140°F (-20°C to 60°C); relative humidity less than 95%.
4. **Avoid direct sunlight and avoid dropping the thermometer.**
5. **Do not** disassemble the thermometer.
6. Basic safety precautions should always be observed.
7. This thermometer is not intended to be a substitution for a consultation with your physician.

## CARE & CLEANING

- The probe is not water-proof. Please wipe with a clean, dry cotton swab to clean the probe.
- The body of the thermometer is water-resistant. Use a soft and dry cloth to clean it. Do not use abrasive cleaners.
- Store the thermometer in a cool, dry location, free from dust and away from direct sunlight.



## SYMBOL INFORMATION

-  Consult instructions for use
-  IP22 Ingress protection rating
-  Manufacturer
-  SN Serial number
-  Caution, consult accompanying documents
-  Authorized representative in the European Community
-  Collection for electrical & electronic equipment
-  Type BF Equipment
-  Temperature limitation
-  Humidity limitation

## REFERENCE STANDARDS

Device Standard:

Device Corresponds to the requirements of the standard for infrared thermometers

ASTM E1965-98, EN ISO 80601-2-56:2012,

EN 60601-1-2:2007/AC:2010,

EN 60601-1:2006+A12:2014, EN 60601-1-6:2010

Electromagnetic Compatibility:

Device fulfills the stipulations of the standard EN 60601-1-2

The stipulations of EU-Directive 93/42/EEC for

Medical Device Class II devices have been fulfilled.

311-1115300-002


[www.medline.com](http://www.medline.com)

Manufactured for/Fabriqué pour/Fabricado para: Medline Industries, Inc., Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA. Made in Taiwan/Fabriqué en Taiwan/Fabricado en Taiwán  
**1-800-MEDLINE**



# THERMOMÈTRE FRONTAL SANS CONTACT


## APPARENCE ET FONCTIONS PRINCIPALES



## INTRODUCTION


Merci d'avoir choisi le thermomètre frontal à infrarouges. Cet appareil médical innovateur s'appuie sur une technologie infrarouge (IR) avancée pour mesurer la température instantanément. Le thermomètre mesure la chaleur infrarouge générée par la surface de la peau au-dessus du vaisseau et de son tissu environnant. Le thermomètre convertit ensuite cette chaleur en une valeur de température affichée sur l'écran ACL.

## ÉCRAN ACL




1. Unité de température
2. Affichage de la température
3. Balayage de la température en cours
4. Indicateur de température du front
5. Indicateur de pile faible
6. Indicateur de température de la surface d'un objet
7. Indicateur de visage souriant (la température se trouve dans une plage normale)
8. Indicateur de température élevée


## CHOISIR L'UNITÉ DE TEMPÉRATURE (°C ou °F)




1. Faire glisser le sélecteur de mode de « off » (arrêt) à « forehead » (front), puis appuyer immédiatement sur le bouton « Scan » (Balayer) et le maintenir enfoncé.



2. Maintenir enfoncé le bouton « Scan » (Balayer) pendant 3 à 4 secondes jusqu'à ce que le mot « Set » (Régler) apparaisse à l'écran.




3. Une fois que le mot « Set » (Régler) s'affiche, appuyer sur le bouton « Scan » (Balayer) pour basculer entre les unités de température °C et °F.




4. Une fois que l'unité de température préférée est sélectionnée, appuyer sur le bouton « Scan » (Balayer) et le maintenir enfoncé pendant 3 à 4 secondes jusqu'à ce que l'écran soit prêt pour une mesure frontale (le symbole du front apparaît sur l'écran). La prochaine mesure s'affichera dans l'unité choisie.

## CONSEILS POUR EFFECTUER UNE MESURE DE TEMPÉRATURE




1. Pour prendre la température, le thermomètre doit être tenu immobile à 2 à 3 cm (1 po) du front. Veuillez vous assurer que le front est dégagé et sec avant de tenter une mesure.



2. Lorsque la mesure est terminée, utiliser le sélecteur de mode pour éteindre le thermomètre.


## EFFECTUER UNE MESURE



### MODE DE SURFACE



### MODE FRONTAL



**REMARQUE :** En mode de surface, la mesure sera effectuée en continu lorsque le bouton « Scan » (Balayer) est maintenu enfoncé en permanence.

## INDICATEURS DE RÉSULTAT



Température comprise entre : 34,4 °C et 37,9 °C (93,9 °F et 100,2 °F) et écran ACL affiche « Vert ».




Température comprise entre : 38,0 °C et 42,2 °C (100,4 °F et 108 °F) et écran ACL affiche « Rouge ».




Température inférieure ou supérieure à la plage affichée :  
 - « Hi » (Élevé), température  $\geq$  42,3 °C (108,1 °F)  
 - « Lo » (Faible), température  $\leq$  34,3 °C (93,7 °F) affichée sur l'écran ACL en « Bleu »


## REPLACEMENT DE LA PILE




1. Retirer le couvercle de la pile



2. Retirer la pile usagée avec le crochet



3. Insérer la nouvelle pile



4. Refermer le couvercle de la pile

## DÉPANNAGE

Message	Signification	Quoi faire
Err1	La température ambiante est inférieure ou supérieure à la plage de fonctionnement du système.	Placer le thermomètre dans la plage de température de fonctionnement, entre 10 °C et 40 °C (50 °F et 104 °F).
Err2		
Err4	Problème avec le thermomètre.	Relire les instructions et recommencer la mesure. Si cela ne fonctionne pas, communiquer avec le service à la clientèle Medline.
	La pile est faible et  apparaît sur l'écran ACL.	Le thermomètre est fonctionnel et le résultat demeure précis, mais il est le temps de changer la pile.
Err5	La pile ne peut fournir l'alimentation requise pour un test. Après 3 bips, le thermomètre s'éteint automatiquement.	Remplacer la pile immédiatement.

## INFORMATION DÉTAILLÉE

La température corporelle peut varier d'une personne à une autre. Elle varie également selon l'endroit où elle est mesurée et le moment de la journée. Le tableau ci-dessous indique les plages statistiques normales selon les différents sites de mesure de la température. Garder à l'esprit que les températures mesurées sur différents sites ne devraient pas être comparées directement, même si elles sont prises à un même moment.

Tableau \*1 Plage de température normale selon le site corporel

Buccal	0,6 °C (1 °F) ou plus au-dessus ou au-dessous de 37 °C (98,6 °F)
Rectal/ oculaire	0,3 °C à 0,6 °C (0,5 °F à 1 °F) au-dessus de la température buccale
Axillaire (aisselle)	0,3 °C à 0,6 °C (0,5 °F à 1 °F) au-dessous de la température buccale

\*1. « Body Temperature » sur WebMD;  
Site Web : <http://firstaid.webmd.com/body-temperature> page consultée le 7 janvier 2010.

## GARANTIE

Medline Industries, Inc. garantit ce thermomètre numérique de précision contre tout défaut de matériel et de fabrication pour une période d'un (1) an après la date d'achat. La garantie exclut les cas de dommages lors du transport, d'immersion complète dans l'eau, d'altération, d'abus flagrant, d'utilisation abusive ou d'accidents. Medline Industries, Inc. s'engage, à son gré, à réparer ou à remplacer gratuitement ce thermomètre pendant la période de garantie. Les demandes doivent être déposées en même temps que la preuve d'achat pendant cette période de garantie. Le fonctionnement ou la durée de vie de la pile ne sont pas inclus dans cette garantie. Aucun représentant ni personne d'autre n'est autorisé à assumer en notre nom quelque responsabilité que ce soit en ce qui concerne la vente des produits de Medline Industries, Inc. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits selon les provinces. Avant d'expédier un produit, veuillez contacter Medline Industries, Inc. au 1-800-MEDLINE, ou un représentant Medline agréé pour toute question concernant la garantie.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


1. Une surveillance étroite est requise lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes ayant des besoins particuliers.
2. Utiliser le thermomètre uniquement pour l'usage prévu dans ce manuel.
3. Ne pas utiliser le thermomètre s'il ne fonctionne pas adéquatement ou s'il est endommagé.
4. Ne pas utiliser avec des accessoires qui ne sont pas fournis ou recommandés par le fabricant.
5. Un bon entretien est essentiel afin d'assurer la durée de vie de votre appareil. Pour toute préoccupation relative à la précision de l'appareil, communiquer avec le fabricant.

## MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS


1. Comme avec tout thermomètre, la bonne technique est essentielle pour obtenir des mesures de température précises. **Lire ces directives attentivement et soigneusement avant d'utiliser le thermomètre.**
2. Toujours faire fonctionner le thermomètre à une température comprise entre 10 °C et 40 °C (50 °F et 104 °F) et une humidité relative inférieure à 95 %.
3. Toujours entreposer le thermomètre dans un endroit frais et sec : températures entre -20 °C et 60 °C (-4 °F et 140 °F); humidité relative inférieure à 95 %.
4. **Éviter l'exposition directe aux rayons du soleil et éviter de laisser tomber le thermomètre.**
5. **Ne pas** démonter le thermomètre.
6. Les précautions de sécurité de base devraient toujours être respectées.
7. Ce thermomètre n'est pas conçu pour remplacer une consultation médicale.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- La sonde n'est pas étanche à l'eau. Utiliser un coton-tige sec et propre pour nettoyer la sonde.
- Le corps du thermomètre est résistant à l'eau. Utiliser un chiffon doux et sec pour le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
- Entreposer le thermomètre dans un endroit frais et sec, exempt de poussière et à l'abri des rayons directs du soleil.



## INFORMATION SUR LES SYMBOLES

 Consulter le mode d'emploi

**IP22** Indice de protection

 Fabricant

**SN** Numéro de série

 Mise en garde, consulter les documents d'accompagnement

 **REPR** Représentant autorisé dans la Communauté européenne

 Collecte d'équipement électrique et électronique

 Équipement de type BF

 Limitation de température

 Limitation d'humidité

## NORMES DE RÉFÉRENCE

Norme de l'appareil :

L'appareil correspond aux exigences de la norme pour les thermomètres infrarouges ASTM E1965-98, EN ISO 80601-2-56:2012, EN 60601-1-2:2007/AC:2010, EN 60601-1:2006+A12:2014, EN 60601-1-6:2010

Compatibilité électromagnétique :

L'appareil satisfait aux stipulations de la norme EN 60601-1-2

Les stipulations de la directive 93/42/CEE du

Conseil de l'Union européenne relative aux dispositifs médicaux sont satisfaites.


311-1115300-002

**www.medline.com**  
Manufactured for/Fabriqué pour/Fabricado para: Medline Industries, Inc., Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA.  
Made in Taiwan/Fabriqué en Taiwan/Fabricado en Taiwán  
**1-800-MEDLINE**



# TERMÓMETRO DE FRENTE SIN CONTACTO


## ASPECTO Y FUNCIONES CLAVE



## INTRODUCCIÓN

Gracias por escoger el termómetro infrarrojo de frente. Este dispositivo médico innovador cuenta con tecnología infrarroja (IR) avanzada para medir la temperatura en forma instantánea. El termómetro mide el calor infrarrojo generado por la superficie de la piel sobre los vasos sanguíneos y el tejido circundante. Luego convierte la medición en un valor de temperatura que aparece en la pantalla LCD.

## PANTALLA LCD




1. Unidad de temperatura
2. Visor de temperatura
3. Escaneo de temperatura en curso
4. Indicador de temperatura en la frente
5. Indicador de batería baja
6. Indicador de la temperatura superficial de un objeto
7. Indicador de cara feliz (la temperatura está dentro del rango normal)
8. Indicador de temperatura alta


## SELECCIONE LA UNIDAD DE TEMPERATURA (°C o °F)




1. Deslice el selector de modos del modo 'off' (apagado) al modo 'forehead' (frente) e **inmediatamente** pulse y mantenga pulsado el botón 'Scan' (Escanear).



2. Mantenga pulsado el botón 'Scan' (Escanear) durante 3 a 4 segundos hasta que en la pantalla vea la palabra 'Set' (Fijar).




3. Una vez que aparezca 'Set' (Fijar), pulse el botón 'Scan' (Escanear) para alternar entre las unidades de temperatura C y F.




4. Después de que haya seleccionado la unidad de temperatura de preferencia, mantenga pulsado 'Scan' (Escanear) durante 3 a 4 segundos hasta que la pantalla se prepare para efectuar la medición en la frente (aparecerá el símbolo de frente). La medición siguiente se visualizará en la unidad seleccionada.

## CONSEJOS PARA MEDIR LA TEMPERATURA




1. Para tomar la temperatura, se debe sujetar el termómetro a no más de 1 pulgada (2 a 3 cm) de distancia de la frente. El sudor y otras obstrucciones, tales como el pelo, afectarán la exactitud de la lectura. Cerciórese de que la frente esté despejada y seca antes de intentar realizar una medición.




2. Una vez finalizada la medición, use el selector de modos para apagar el termómetro.

## REALIZAR UNA MEDICIÓN





### MODO DE SUPERFICIE



**NOTA:** Mientras está en el modo de superficie, la medición continuará realizándose si mantiene pulsado el botón de escanear sin soltarlo.

### MODO DE FRENTE



## INDICADORES DE RESULTADOS



La temperatura está dentro del rango de medición: 93.9 °F a 100.2 °F (34.4 °C a 37.9 °C) y la luz de fondo de la pantalla LCD se visualiza de color "verde".




La temperatura está dentro del rango de medición: 100.4 °F a 108 °F (38.0 °C a 42.2 °C) y la luz de fondo de la pantalla LCD se visualiza de color "rojo".




La temperatura está fuera del margen visualizado:  
· Hi (Temperatura alta)  $\geq 108.1^\circ\text{F}$  (42.3 °C)  
· Lo (Temperatura baja)  $\leq 93.7^\circ\text{F}$  (34.3 °C)  
aparece en el visor con la luz de fondo de la pantalla LCD de color "azul".


## REEMPLAZO DE LA BATERÍA




1. Retire la tapa del compartimiento de la batería



2. Retire la batería antigua con el gancho para batería



3. Inserte una batería nueva



4. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Mensaje	Significado	Lo que debe hacer
Err1	La temperatura ambiente está por debajo o por encima del rango de operación del sistema.	Ponga el termómetro en el rango de temperatura de operación, 50 °F a 104 °F (10 °C a 40 °C)
Err2		
Err4	Problema con el termómetro.	Repase las instrucciones y vuelva a iniciar la medición. Si estos pasos no dan resultado, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Medline.
	La batería está baja y aparece "Lo" en la pantalla LCD.	El medidor funciona y el resultado sigue siendo exacto, pero es hora de cambiar la batería.
Err5	La batería no tiene suficiente energía para efectuar una prueba. Tras 3 pitidos, el medidor se apagará automáticamente.	Reemplace inmediatamente la batería.

## INFORMACIÓN DETALLADA

La temperatura del cuerpo puede variar de una persona a otra. También varía según la ubicación en el cuerpo y la hora del día. A continuación se muestran los rangos normales de temperatura estadísticos en diferentes partes del cuerpo. Recuerde que las temperaturas medidas en sitios diferentes no deben compararse directamente, incluso si se toman al mismo tiempo.

Tabla \*1 Rango de temperatura normal según el lugar del cuerpo

Oral	1 °F (0.6 °C) o más por encima o por debajo de 98.6 °F (37 °C)
Rectal/ Timpánica	0.5 °F a 1 °F (0.3 °C a 0.6 °C) más alta que la temperatura oral
Axilar (axila)	0.5 °F a 1 °F (0.3 °C a 0.6 °C) más baja que la temperatura oral

\*1. Temperatura del cuerpo en WebMD:  
Sitio web:  
<http://firstaid.webmd.com/body-temperature> consultado el 7 de enero de 2010.

## GARANTÍA

Medline Industries, Inc. garantiza este termómetro digital de precisión contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de un (1) año tras la fecha de compra. Esta garantía excluye los casos de daños durante el transporte, inmersión completa en agua, alteraciones, abuso evidente, mal uso o accidentes. Medline Industries, Inc., a su criterio, reparará o reemplazará este termómetro durante el período de garantía sin cargo alguno. Los reclamos deben presentarse juntos con el comprobante de compra dentro del período de garantía. Esta garantía no incluye la vida útil ni el funcionamiento de la batería. Ningún representante o persona está autorizado para asumir en nuestro nombre ninguna responsabilidad en relación con la venta de los productos de Medline Industries, Inc. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Antes de enviar cualquier producto, por favor póngase en contacto con Medline Industries, Inc. al 1-800-MEDLINE o con un representante de ventas autorizado de Medline si tiene inquietudes sobre la garantía.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES


1. El uso de este dispositivo cerca de niños o de personas que necesiten cuidado especial requiere una supervisión atenta.
2. Use el termómetro solamente para el uso previsto que se describe en este manual.
3. No lo use si no funciona correctamente o si está dañado.
4. No use accesorios que no hayan sido proporcionados o recomendados por el fabricante.
5. El mantenimiento correcto es esencial para la durabilidad de su dispositivo. Póngase en contacto con el fabricante si tiene inquietudes acerca de la exactitud del dispositivo.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

1. Como con cualquier termómetro, la técnica adecuada es fundamental para obtener lecturas exactas de la temperatura. **Lea estas instrucciones completa y detenidamente antes de usar el termómetro.**
2. Siempre use el termómetro en un ambiente con un rango de temperatura de 50 °F a 104 °F (10 °C a 40 °C) y una humedad relativa inferior al 95%.
3. Siempre guarde el termómetro en un lugar fresco y seco: temperaturas entre -4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C) y una humedad relativa inferior al 95%.
4. **Evite exponer el termómetro a la luz directa del sol y evite que se caiga**
5. **No desarme el termómetro.**
6. Siempre respete las precauciones de seguridad básicas.
7. Este termómetro no tiene el propósito de sustituir una consulta con su médico.

## CUIDADO Y LIMPIEZA

- La sonda no es impermeable. Límpiela con un hisopo de algodón limpio y seco.
- El cuerpo del termómetro es impermeable. Use un paño suave y seco para limpiarlo. No use limpiadores abrasivos.
- Guarde el termómetro en un lugar fresco y seco, sin polvo y lejos de la luz directa del sol.



## INFORMACIÓN SOBRE LOS SÍMBOLOS

- Consulte las instrucciones de uso
- IP22** Índice de protección contra el ingreso de partículas
- Fabricante
- SN** Número de serie
- Cuidado, consulte los documentos adjuntos
- Representante autorizado en la Comunidad Europea
- Recolección de equipos eléctricos y electrónicos
- Equipo tipo BF
- Limitación de temperatura
- Limitación de humedad

## NORMAS DE REFERENCIA

Norma del dispositivo:

El dispositivo se ajusta a los requisitos

de la norma para termómetros infrarrojos

ASTM E1965-98, EN ISO 80601-2-56:2012,

EN 60601-1-2:2007/AC:2010,

EN 60601-1:2006+A12:2014, EN 60601-1-6:2010

Compatibilidad electromagnética:

El dispositivo cumple con las estipulaciones

de la norma EN 60601-1-2

Se han cumplido las estipulaciones de la

directiva 93/42/EEC de la UE para dispositivos

médicos clase II.

311-1115300-002

[www.medline.com](http://www.medline.com)

Manufactured for/Fabriqu  pour/Fabricado para: Medline Industries, Inc., Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA.  
Made in Taiwan/Fabriqu  en Taiwan/Fabricado en Taiw n  
**1-800-MEDLINE**